

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Snrpb2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P08579

商品番号: CM0027801



前書き

ヒトSNRNPB2

(U2B")を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。前駆体mRNAのスプライシングおよびスプライセオソーム機能の研究に適しています。25kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNPB2 ウサギ pAb
備考/別名	Msl1; U2B"; SNRNPB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6629
GeneID	6629
免疫原	ヒトSNRNPB2 (NP_003083.1) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08579
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ