


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Snrpd1ウサギポリクローナル抗体 - P62314

商品番号: CM0017212



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質ウサギ抗SNRPD1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。スプライセオソームアセンブリーとpre-mRNAスプライシング機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPD1 Rabbit pAb
別名	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6632
遺伝子ID	6632
免疫原	ヒトSNRPD1 (NP_008869.1) のアミノ酸1-96に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62314
タンパク質分子量	13kDa
発送	氷袋