

抗Snrpd3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P62318

商品番号: CM0018272



前書き

スプライソソームのコアタンパク質であるSNRPD3 (Sm-D3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットに対して反応性を示します。プレmRNAスプライシングおよびヒストンmRNAプロセシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPD3 ウサギpAb
備考/別名	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6634
GeneID	6634
免疫原	ヒトSNRPD3の8-121アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001265585)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62318
タンパク質重量	14kDa
配送	アイスバック