

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Snrpeポリクローナル抗体 - P62304

商品番号: CM0030661



前書き

ヒトSNRPE（スモールヌクレアリボヌクレオプロテインE）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性あり。前駆体mRNAスプライシングおよびスプライソソーム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPE ウサギ pAb
備考/別名	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
種	ヒト
遺伝子ID	6635
免疫原	ヒトSNRPE (NP_003085.1) のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62304
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ