

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Snrpfポリクローナル抗体 - P62306

商品番号: CM0015242



前書き

ヒトSNRPF (small nuclear ribonucleoprotein F) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。前駆体mRNAスプライシングおよびsnRNP研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPF Rabbit pAb
備考/別名	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6636
GeneID	6636
免疫原	ヒトSNRPF (NP_003086.1) のアミノ酸1-86に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62306
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ