

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Snw1ポリクローナル抗体 - Q13573

商品番号: CM0014964



前書き

ウサギ由来のヒトSNW1 (SKIP、NCoA-62) に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。標的はプレmRNAスプライシングと転写制御に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNW1 Rabbit pAb
備考／別名	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22938
GeneID	22938
免疫原	ヒトSNW1 (NP_036377.1) のアミノ酸300～536に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13573
タンパク質分子量	61kDa
発送	氷袋