


抗Snx1ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q13596

商品番号: CM0025990



前書き

ヒトSNX1（Sorting nexin-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証済みです。59 kDaのバンドを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。細胞内輸送およびレトロメア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	SNX1 ウサギpAb
別名	VPS5; HsT17379; SNX1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6642
遺伝子ID	6642
免疫原	ヒトSNX1（NP_003090.2）のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13596
タンパク質分子量	59kDa
発送	アイスバック