


抗Snx13ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - Q9Y5W8

商品番号: CM0018462



前書き

ヒトSNX13を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスサンプル中のSNX13を検出し、予測分子量は112 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX13 Rabbit pAb
別名	RGS-PXI; SNX13
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	23161
GeneID	23161
免疫原	ヒトSNX13（NP_055947.1）のアミノ酸50～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5W8
タンパク質分子量	112kDa
輸送方法	氷袋