

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Snx15 ポリクローナル抗体 - Q9Nrs6

商品番号: CM0030098



前書き

ヒトSNX15に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞内輸送に関与する38kDaのタンパク質を検出します。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX15 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HSAF001435; SNX15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29907
GeneID	29907
免疫原	ヒトSNX15 (NP_037438.2) のアミノ酸1-342に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRS6
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ