

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Snx3 ウサギポリクローナル抗体 - O60493

商品番号: CM0028191



前書き

ヒトSNX3（ソーティングネクシン-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。エンドソーム輸送、レトロマー複合体機能、WNTシグナル伝達に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX3 ウサギ pAb
備考/別名	SDP3; Grd19; MCOPS8; SNX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8724
GeneID	8724
免疫原	ヒトSNX3（NP_003786.1）のアミノ酸1-162に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60493
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ