


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Snx32 ウサギポリクローナル抗体 - Q86Xe0

商品番号: CM0029633



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSNX32ウサギポリクローナル抗体。エンドソーム輸送と神経突起伸長に関与。神経科学および細胞生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX32 Rabbit pAb
備考/別名	SNX6B; SNX32
種	ヒト
GeneID	254122
免疫原	ヒトSNX32 (NP_689973.2) のアミノ酸218-285に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86XE0
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ