


Wb、Elisa用抗Snx5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5X3

商品番号: CM0013646



前書き

ヒトSNX5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと
交差反応します。細胞内輸送およびレトロマー機能の
研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX5 Rabbit pAb
備考/別名	SNX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27131
GeneID	27131
免疫原	ヒトSNX5 (NP_055241.1) のアミノ酸145-404に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5X3
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋