


Wb、Elisa用抗Snx7ポリクローナル抗体 - Q9Unh6

商品番号: CM0027391



前書き

ヒトSNX7を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。エンドサイトーシスおよびオートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX7 Rabbit pAb
備考/別名	SNX7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51375
免疫原	ヒトSNX7 (NP_057060.2) のアミノ酸85〜330番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UNH6
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋