

WbおよびElisa用 Anti-Snx9 ポリクローナル抗体 - Q9Y5X1

商品番号: CM0018563



前書き

ヒトSNX9を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、
マウス、ラットSNX9と交差反応性あり。エンドサイ
トーシスおよび膜輸送研究に関連。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX9 Rabbit pAb
備考／別名	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51429
遺伝子ID	51429
免疫原	ヒトSNX9 (NP_057308.1) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y5X1
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ