

Wb、Elisa用抗Soat1モノクローナル抗体 - P35610

商品番号: CM0006898



前書き

ヒトSOAT1（ステロールO-アシル転移酵素1、ACAT-1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。コレステロール代謝、リポタンパク質の集合、および食事性コレステロール吸収の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOAT1 Rabbit mAb
備考/別名	ACAT; SOAT; STAT; ACAST; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
種	ヒト
GeneID	6646
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSOAT1のアミノ酸1-104に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_003092.4)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35610
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋