


抗Soat1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P35610

商品番号: CM0029108



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSOAT1 (ACAT-1) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コレステロール代謝を標的とし、分子量は65 kDaです。脂質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	SOAT1 ウサギpAb
備考/別名	ACAT, SOAT, STAT, AACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
種	ヒト
GeneID	6646
免疫原	ヒトSOAT1の1-130アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_003092.4)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35610
タンパク質重量	65 kDa
配送	アイスパック