

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Socs1ウサギポリクローナル抗体 - O15524

商品番号: CM0025412

前書き

ヒトSOCS1 (JAB/SSI-1)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。JAK/STATシグナル伝達とサイトカイン制御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS1 ウサギ pAb
備考/別名	JAB; CIS1; SS1I; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
種	ヒト
GeneID	8651
免疫原	ヒトSOCS1 (NP_003736.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15524
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ