

抗Socs2モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O14508

商品番号: CM0004013



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗SOCS2ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応します。成長ホルモン受容体のユビキチン化および分解の調節因子であるサイトカインシグナル抑制因子2（SOCS2）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS2 ウサギmAb
備考/別名	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STATI2; SOCS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8835
GeneID	8835
免疫原	ヒトSOCS2の1-198アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001257400.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14508
タンパク質重量	22 kDa
配送	アイスパック