

抗Socs2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - O14508

商品番号: CM0023557



前書き

ヒトSOCS2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。サイトカインシグナル伝達抑制因子2を標的としており、成長ホルモンおよびエリスロポエチン受容体シグナル伝達の重要な調節因子です。ヒト試料での使用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS2 Rabbit pAb
別名	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STATI2, SOCS2
対象種	ヒト
GeneID	8835
免疫原	ヒトSOCS2 (NP_001257400.1) のアミノ酸1-198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14508
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤