

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Socs3 ウサギポリクローナル抗体 - O14543

商品番号: CM0015312

前書き

ヒトSOCS3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットSOCS3を検出します。JAK/STATシグナル伝達およびサイトカイン調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS3 ウサギ pAb
備考/別名	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9021
GeneID	9021
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14543
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ