

Wb・Elisa向け抗Socs4ポリクローナル抗体 - Q8Wxh5

商品番号: CM0026450



前書き

ヒトSOCS4（別名SOCS7）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み。マウスと交差反応性があり、サイトカインシグナル伝達やEGFR分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS4 ウサギpAb
備考/別名	SOCS7; SOCS4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	122809
GeneID	122809
免疫原	ヒトSOCS4 (NP_543143.1) のアミノ酸340～440番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WXH5
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤同梱