


ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Socs6ウサギポリクローナル抗体 - O14544

商品番号: CM0029563



前書き

高品質なSOCS6ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。サイトカインシグナル伝達抑制因子6を標的とし、ユビキチン介在性分解に関与。サイトカインシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOCS6 ウサギ pAb
備考/別名	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9306
GeneID	9306
免疫原	ヒトSOCS6 (NP_004223.2) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14544
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ