


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sod1ウサギモノクローナル抗体 - P00441

商品番号: CM0007586



前書き

抗SOD1ウサギモノクローナル抗体は、ヒトスーパーオキシドディスムターゼ [Cu-Zn] (SOD1) を特異的に認識します。酸化ストレスおよび神経変性疾患の研究におけるWB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOD1ウサギmAb
備考／別名	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; ホモ二量体; SOD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6647
遺伝子ID	6647
免疫原	ヒトSOD1 (NP_000445.1) のアミノ酸2〜154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00441
タンパク質分子量	16kDa
輸送条件	保冷バッグ