


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Sod1ウサギポリクローナル抗体 - P00441

商品番号: CM0017307



前書き

ヒトSOD1（Cu-Znスーパーオキシドディスムターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。有害なラジカルを除去し、硫化水素を解毒します。酸化ストレスおよび神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOD1ウサギpAb
備考・別名	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; ホモ二量体; SOD1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	6647
GeneID	6647
免疫原	ヒトSOD1（NP_000445.1）のアミノ酸2-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00441
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ