


抗Sod2モノクローナル抗体【Ko検証済み】Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用途 - P04179

商品番号: CM0002380



前書き

ヒトSOD2（MnSOD）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。KO検証済み。用途：WB、IF-P、IHC-P、ELISA。種反応性：ヒト、マウス、ラット。ミトコンドリアの酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	【KO検証済み】SOD2 ウサギmAb
備考/別名	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GC1nc1; Mn-SOD; D2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6648
GeneID	6648
免疫原	合成ペプチド ヒトSOD2（P04179）のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04179
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤