


Anti-Sod2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P04179

商品番号: CM0020359



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用SOD2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのスーパーオキシドジスムターゼ[Mn]（主要なミトコンドリア抗酸化酵素）を検出します。酸化ストレスや疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOD2 Rabbit pAb
備考/別名	GCl; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; SOD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6648
GeneID	6648
免疫原	ヒトSOD2 (NP_000627.2) のアミノ酸25-222に相当する配列を含む組換えサンプル融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04179
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ