

Anti-Soga1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O94964

商品番号: CM0020361

前書き

CamelBioのAnti-SOGA1

ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）は、ヒト、マウス、およびラットのSOGA1（MTCL2）を認識します。SOGA1は、細胞分裂とオートファジーに関与する微小管架橋因子です。研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOGA1 Rabbit pAb
備考/別名	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140710
GeneID	140710
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSOGA1（NP_542194.2）のアミノ酸650-750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94964
タンパク質分子量	160kDa
配送	アイスバッグ