


ソマトスタチン受容体2（Sstr2）ラビットモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30874

商品番号: CM0002714



前書き

ソマトスタチン受容体2（SSTR2/SRIF-1）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GPCRシグナリングおよび神経内分泌腫瘍の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Somatostatin Receptor 2 (SSTR2) Rabbit mAb
備考/別名	SST2; Somatostatin Receptor 2 (SSTR2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6752
遺伝子ID	6752
免疫原	ヒト・ソマトスタチン受容体2（SSTR2）(NP_001041.1)のアミノ酸302-369に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30874
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋