


抗ソマトスタチン（Sst）ウサギモノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa用途） - P61278

商品番号: CM0002387



前書き

下垂体ホルモン分泌の主要な抑制因子であるソマトスタチン（SST）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。用途：IF-P、IHC-P、ELISA。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経内分泌および代謝研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ソマトスタチン（SST）ウサギmAb
備考／別名	SMST, SST1, ソマトスタチン (SST)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6750
GeneID	6750
免疫原	ヒトソマトスタチン（SST）(NP_001039.1)のアミノ酸23～116番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P61278
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤