


抗ソマトスタチン (Sst) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - P61278

商品番号: CM0028965



前書き

ソマトスタチン (SST)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。観察された分子量は約13

kDaです。ホルモン調節および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Somatostatin (SST) Rabbit pAb
備考/別名	SMST; SST1; Somatostatin (SST)
種	ヒト
遺伝子ID	6750
免疫原	ヒト SST (NP_001039.1) のアミノ酸23-116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61278
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋