

抗ソマトトロピン（Gh1）ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P01241

商品番号: CM0025874



前書き

ヒト成長ホルモン（ソマトトロピン/GH1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応。マウス、ラットと交差反応します。成長制御およびIGF1研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GH1 ウサギpAb
備考/別名	GH; GHN; GH-N; GHB5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2688
遺伝子ID	2688
免疫原	ヒトGH1のアミノ酸100-200の配列に対応する合成ペプチド (NP_000506.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01241
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスバック