

抗Sonウサギポリクローナル抗体（Wb/Elisa対応） - P18583

商品番号: CM0023425



前書き

ヒトSONタンパク質（264kDa）を対象としたウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。SONは、細胞周期およびDNA修復関連転写産物のmRNAスプライシングに関与するRNA結合タンパク質です。遺伝子発現およびスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SON Rabbit pAb
別名	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6651
遺伝子ID	6651
免疫原	ヒトSON（NP_001278340.1）のアミノ酸850～950領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P18583
タンパク質分子量	264kDa
配送方法	保冷剤