

Anti-Sonic Hedgehog (Shh) モノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, If-P, Elisa用) - Q15465

商品番号: CM0003907



前書き

CamelBioのSonic Hedgehog (Shh) Rabbit mAbは、WB、IF/ICC、IF-P、ELISA用のモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原：合成ペプチド。発生生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit mAb
備考/別名	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6469
遺伝子ID	6469
免疫原	合成ペプチド ヒト Sonic Hedgehog (Shh) (Q15465) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15465
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ