

ソニックヘッジホッグ (Shh)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q15465

商品番号: CM0013887



前書き

ヒトソニックヘッジホッグ (Shh)

タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。発生パターン形成、ヘッジホッグシグナル伝達、形態形成因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit pAb
備考/別名	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
種	ヒト
GeneID	6469
免疫原	ヒトソニックヘッジホッグ (Shh) (NP_000184.1) のアミノ酸231-330領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15465
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ