

抗ソニックヘッジホッグ（Shh）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q15465

商品番号: CM0025931



前書き

ヒトSonic

Hedgehog（Shh）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。発生シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sonic Hedgehog (Shh) ウサギpAb
備考・別名	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6469
遺伝子ID	6469
免疫原	ヒトSonic Hedgehog (Shh) (NP_000184.1) のアミノ酸200～300領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15465
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	氷袋