

抗ソルビトールデヒドロゲナーゼ

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q00796

商品番号: CM0020632



前書き

ソルビトールデヒドロゲナーゼ（SORD、Q00796）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ポリオール経路および糖尿病合併症の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ソルビトールデヒドロゲナーゼ ウサギ pAb
備考/別名	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol Dehydrogenase
種	ヒト
遺伝子ID	6652
免疫原	ヒトソルビトールデヒドロゲナーゼ（NP_003095.2）のアミノ酸145-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00796
タンパク質分子量	38 kDa
発送	保冷バッグ