


抗Sorl1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92673

商品番号: CM0013835



前書き

ヒトSORL1（Q92673）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ソルチリン関連受容体はAPP輸送とアルツハイマー病に関与する多重リガンドソーティング受容体であり、神経科学および代謝研究に最適な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SORL1 ウサギ pAb
備考/別名	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6653
GeneID	6653
免疫原	ヒトSORL1（NP_003096.1）のアミノ酸2065～2214に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92673
タンパク質分子量	248kDa
発送方法	氷袋