


Wb・Elisa用抗Sort1ウサギポリクローナル抗体 - Q99523

商品番号: CM0027046



前書き

ヒトソルチリン（SORT1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質輸送、リソソームソーティング、ニューロテンシグナル伝達、代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SORT1 Rabbit pAb
別名	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6272
GeneID	6272
免疫原	ヒトSORT1（NP_002950.3）のアミノ酸785～823番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99523
タンパク質分子量	92kDa
輸送方法	保冷剤