


ソーティングネキシン-5 (Snx5) モノクローナル抗体（Ihc-PおよびElisa用） - Q9Y5X3

商品番号: CM0003798



前書き

ヒトソーティングネキシン-5 (SNX5) を標的とするウサギモノクローナル抗体。免疫組織化学 (IHC-P) およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSNX5を検出します。レトロマー介在性エンドソーム輸送およびEGFR分解経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX5 Rabbit mAb
備考/別名	SNX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27131
GeneID	27131
免疫原	ヒトSNX5のアミノ酸28-127aaに相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5X3
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ