


WbおよびElisa用Anti-Sos1ウサギポリクローナル抗体 - Q07889

商品番号: CM0026961



前書き

ヒトSOS1 (Son of sevenless homolog 1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。Rasシグナリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOS1 Rabbit pAb
備考/別名	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6654
GeneID	6654
免疫原	ヒトSOS1 (NP_005624.2) のアミノ酸1034-1333に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07889
タンパク質分子量	152kDa
配送	アイスパック