

WbおよびElisa用 抗Sost ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bqb4

商品番号: CM0019015



前書き

ヒトスクレロスチン（SOST）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。スクレロスチンはWntシグナル伝達阻害を介した骨成長の負の調節因子であり、この抗体は骨リモデリングおよび骨粗鬆症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOST Rabbit pAb
備考/別名	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; スクレロスチン
種	ヒト
遺伝子ID	50964
免疫原	ヒトSOST（NP_079513.1）のアミノ酸24-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BQB4
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ