

Wb、Elisa用抗Sostウサギポリクローナル抗体 - Q9Bqb4

商品番号: CM0027470



前書き

SOST Rabbit

pAbはスクレロシンに対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が承認されています。ヒトおよびマウスの試料に反応し、骨成長やWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOST Rabbit pAb
備考 / 別名	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50964
遺伝子ID	50964
免疫原	合成ペプチド：ヒトSOST (NP_079513.1) のアミノ酸24～213番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BQB4
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷囊