

Wb、Elisa用 Anti-Sostdc1 ポリクローナル抗体 - Q6X4U4

商品番号: CM0022776

前書き

ヒトSOSTDC1 (USAG-1、ectodin) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。BMP/Wntシグナル伝達および生殖生物学の研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOSTDC1 ウサギ pAb
備考/別名	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
種	ヒト
遺伝子ID	25928
免疫原	ヒトSOSTDC1 (NP_056279.1) のアミノ酸115-206に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6X4U4
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ