

Wb、Elisa用 抗Sox1モノクローナル抗体 - O00570

商品番号: CM0007492

前書き

ヒトSOX1に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。組換え融合タンパク質免疫原（アミノ酸1-100）を用いて製造。神経分化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX1 ウサギ mAb
備考/別名	SOX1; SRY-box 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6656
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトSOX1のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_005977.2))
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00570
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ