

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sox1ポリクローナル抗体 - O00570

商品番号: CM0030770

前書き

ヒトSOX1に対するアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX1 Rabbit pAb
備考/別名	SOX1; SRY-box 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6656
遺伝子ID	6656
免疫原	ヒトSOX1 (NP_005977.2) のアミノ酸292-391内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00570
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋