

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Sox10 ウサギモノクローナル抗体 - P56693

商品番号: CM0005293

前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの抗SOX10モノクローナル抗体です。CNS髄鞘形成および転写制御の研究に最適です。P56693。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX10 ウサギmAb
備考/別名	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6663
GeneID	6663
免疫原	合成ペプチド ヒトSOX10 (P56693) のアミノ酸350～450領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56693
タンパク質分子量	31kDa/50kDa
発送	保冷剤