

## Anti-Sox13ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Un79

商品番号: CM0017128

### 前書き

ヒトSOX13を標的とするウサギポリクローナル抗体。  
ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御およびWNTシグナリングの研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                    |
|-------------|----------------------|
| 製品名         | SOX13 Rabbit pAb     |
| 備考/別名       | ICA12; Sox-13; SOX13 |
| 種           | ヒト                   |
| GeneID (ヒト) | 9580                 |
| GeneID      | 9580                 |
| 免疫原         | 組換えタンパク質             |
| ソース         | ウサギ                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体            |
| アプリケーション    | WB, ELISA            |
| 交差反応性       | マウス, ラット             |
| SWISS       | Q9UN79               |
| タンパク質分子量    | 69kDa                |
| 配送          | アイスバッグ               |