


Wb、Elisa用抗Sox17ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6I2

商品番号: CM0021765



前書き

ヒトSOX17を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。転写調節、胚発生、Wntシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX17 Rabbit pAb
備考／別名	VUR3; SOX17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64321
GeneID	64321
免疫原	ヒトSOX17 (NP_071899.1) のアミノ酸343～414番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6I2
タンパク質分子量	44 kDa
発送方法	氷袋