

Wb、Elisa用 Anti-Sox18 ポリクローナル抗体 - P35713

商品番号: CM0022192

前書き

ヒトSOX18に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。心血管の発達およびリンパ管新生の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX18 Rabbit pAb
備考/別名	HLTS; HLTRS; SOX18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54345
GeneID	54345
免疫原	合成ペプチド ヒトSOX18 (NP_060889.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P35713
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋