


Wb、If-F、Elisa用抗Sox2モノクローナル抗体 - P48431

商品番号: CM0003553



前書き

WB、IF-

F、ELISA用に検証されたウサギモノクローナル抗SOX2抗体。ヒトSOX2を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。幹細胞の多能性および神経発生の研究に適しています。P48431。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX2 Rabbit mAb
備考/別名	ANOP3; MCOPS3; SOX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6657
GeneID	6657
免疫原	合成ペプチド：ヒトSOX2 (NP_003097.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P48431
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ